

# OP Tisch SYLT



Der SYLT Operationstisch wurde für die sichere und komfortable Patientenlagerung in allen chirurgischen Disziplinen wie Allgemeinchirurgie, Gefäßchirurgie, Gynäkologie und Urologie sowie Orthopädie und Neurochirurgie entwickelt. Alle Einstellungsmöglichkeiten des Operationstisches und das entsprechende Zubehör sind nicht nur für den Komfort und eine optimale Lagerung des Patienten, sondern auch für eine einfache und stressfreie Handhabung des Anwenders konzipiert.



Der SYLT Operationstisch ist mit dem modernsten elektro-mechanischen System und einer intelligenten elektronischen Steuerung – Made in Germany – ausgestattet, die dem Anwender eine sichere Handhabung und Lagerung des Patienten garantiert.

Der SYLT Operationstisch ist in der Standardversion mit einem Kabelbediengerät ausgestattet.

Die Konstruktion des SYLT Operationstisches und alle mechanischen Hauptkomponenten werden aus dem hochwertigsten Edelstahl, das in medizinischen Bereichen eingesetzt wird, gefertigt.

Der SYLT Operationstisch ist insbesondere für alle Anforderungen in jeder Spezialdisziplin, wie Herz-Gefäßchirurgie, Urologie und Orthopädie entwickelt worden. Mit einem orthopädischen Extensionssgerät und einer 3-fach segmentierten Schulterplatte wird der SYLT Operationstisch zu einem hochwertigen Trauma / Orthopädie - Tisch. Eine große Auswahl an OP-Tisch Zubehör garantiert eine optimale Patientenlagerung.

Die Höhenverstellung, Kantung links / rechts, und die Trendelenburg Funktion sowie die Rückenplatte werden elektro-mechanisch angesteuert. Die verschiedenen Bein- und Kopfplatten werden mechanisch verstellt und sind durch Gasdruckfedern unterstützt. Die Körperbrücke / Nierenbank kann mit einer Handkurbel verstellt werden.

Der SYLT Operationstisch wird mit mehrschichtigen SFC Anti-Dekubitus-Polster geliefert.





## Technische Daten

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Länge der OP Tischplatte    | 2080 mm $\pm$ 100mm             |
| Breite, mit Seitenschiene   | 570 mm $\pm$ 50mm               |
| Polsterstärke - SFC-Polster | 60mm                            |
| Höhenverstellung            | 700mm bis 1050mm (ohne Polster) |
| Trendelenburg               | 30° / $\pm$ 2°                  |
| Anit Trendelenburg          | 30° / $\pm$ 2°                  |
| Rückenplattenverstellung    | 75° hoch / 20° tief / $\pm$ 2°  |
| Körperbrücke/Nierenbank     | $\geq$ 110 mm                   |
| Kopfplattenverstellung      | + 45° bis - 50° / $\pm$ 2°      |
| Beinplattenverstellung      | $\geq$ 90° tief                 |
| Beinplattenspreizung        | 180°                            |
| Kantung – links/rechts      | 20° / $\pm$ 2°                  |
| Batteriespannung            | 24 V/DC                         |
| Ladespannung – einstellbar  | 110-240V, $\sim$ 50/60Hz        |
| Patientengewicht            | $\geq$ 140kg                    |

