


ZIRCON



Vorteile

- Unvergleichliche Produktqualität und Know How
- Extrem lange Lebensdauer
- Verlängerte Werksgarantie
- Wartungsfrei
- Extrem niedrige Betriebskosten
- Umweltfreundliche Produktion und Materialien
- **100% Made in Germany**

Standardfunktionen

- Stufenloses Dimmen
- Kontrolle der Farbtemperatur
- Berührungslose und sterile Bedienung aller Funktionen über Sensortechnologie
- Kabellose Fernbedienung (optional)
- Verschiedene HD- und Standard-Kameraoptionen
- Endoskopiebeleuchtung

Beleuchtungsstärke	100.000lx - 120.000lx in 1m
Dimmbereich	5% - 100%
Leuchtfeldgröße	280mm
Farbtemperatur	3000K - 5000K justierbar
Farbwiedergabeindex	>96
Farbwiedergabe R9	>96
UV-Licht	Nein
IR-Licht	Nein
Ausleuchtungstiefe	1100mm
Eingangsspannung am Leuchtenkörper	24V / DC
Leistungsaufnahme	Max 100W
Spannungsversorgung	110 - 230V justierbar
Lebensdauer der LEDs	>50.000h
Abmessungen - Leuchtenkörper	570 x 570mm

